



**细微之处
呵护生命!**

必康美德

专注医用气体管道系统的设计、供应和安装

Life is in the details.®



值得信赖的行业 领先者

必康美德是专注医用气体管道系统的设计、供应和安装的专业供应商。我们的产品和服务在全球各地的医院中发挥着重要作用,为患者的治疗保驾护航。



必康美德承诺:


- 提供专业服务
- 持续创新
- 供应高质产品
- 产品设计以患者和医护人员为优先
- 提供灵活和定制化的优质解决方案

我们的发展

作为阿特拉斯·科普柯集团的一员,我们必康美德(BeaconMedaes)的发展得益于集团的雄厚财力、创新技术和遍布全球的客户服务中心网络。这种紧密的联系显著提升了我们为医用气体代理商和客户提供专业化网络支持的能力。

我们必康美德专注医用气体管道系统的设计、供应和安装。主要产品包括医用空气压缩机组,医用真空负压机组,麻醉废气排放机组,医用汇流排和医用管道产品等;且各类产品符合或优于各类世界医用气体标准:美国 NFPA 99、英国 HTM 02-01、国际 ISO 标准、中国医疗器械标准、GB50751-2012、GB/T 44059.1-2024 以及其他相关的中国标准。

我们致力于向设计专家和生命支持系统的使用者提供尽可能大范围的医用气体产品、专业的技术支持、卓越的质量保障和遍布全球的服务。



必康美德在中国主要有两家工厂

阿特拉斯·科普柯无锡工厂提供医用气体解决方案产品的生产
济南工厂提供 PSA 制氧系统的生产

我们的产品

我们必康美德提供一系列的医用气体解决方案，包括医疗空气、医用真空、医用氧气供应和汇流排等，以满足医疗行业的多样化需求。除此之外，我们还提供全套医用气体管道设备、医用气体供应装置和终端产品，其设计旨在确保医疗环境中设备顺利和安全运作。

一体式医用空气/真空机组

WSAS 无油涡旋式空气压缩机组体现了先进的设计和满足现代医疗需求的可靠性。

WVLS 油润旋片式真空系统适用于医疗领域的手术室和重症监护单元等关键场所，其坚固的泵提供了可靠真空气源。该系统运行噪音小、散热均匀、叶片耐用，非常适合需要可靠真空支持的医疗场所。



TMA 一体式医用空气系统可直接作为最终医疗产品进行组装，调试方便，性能优越。



一体式医用制氧机

为医院提供了一种自给自足、高质量的医用氧气解决方案。它将所有关键组件集成到一个紧凑的单元中，且通过相关医疗器械认证，方便即刻投入使用。



汇流排

MAT-S 自动医疗气体汇流排系统设计为连续供应医疗气体，以提供更高的可靠性、利用率和可用性，可以更频繁地使用并延长使用时间。



模块式医用空气/真空系统

采用易于配置的模块化设计，性能可靠，可选择多种类型空气压缩机，如涡旋式、螺杆式、旋齿式。



报警器

L 系列医用气体报警器采用总线系统连接传感器面板，简化了安装过程，并针对每种气体类型进行了专门设计。该产品操作简便，符合相关规定，适用于基础配置，是各种医疗环境中灵活有效监控解决方案的理想选择。



终端

L 系列气体终端是医用气体输送系统的重要组成部分，主要用于医院。终端设计符合 DIN 标准，可确保向病人安全保质保量地输送医用气体。



mVAC 医用真空系统可接入多达六台风冷式油润旋片式真空泵，并由具有智能界面的中央控制器管理。借助模块化的地面安装式或储气罐安装式，以及针对部件故障的内置冗余设计，mVAC 系统可保证关键医疗环境中高度可靠性和灵活性。



我们的方案

我们的产品遍布医院的每个角落。

我们必康美德为医院提供医用气体的整体解决方案。相应地，为满足顾客不同需求，我们提供一系列现成的和定制化的服务包。

- 在机房，我们提供医疗空气，医用真空，医用制氧机和汇流排；
- 在护士站，我们设置区域阀门箱和区域报警器，帮助护士确保随时为病人供气；
- 在重症监护室和手术室，我们有吊塔系统、区域阀门箱和气体二次产品；
- 在病房，我们提供设备带，终端以及气体二次产品；
- 在维修办公室，我们提供安装气源报警器的监控设备。



我们的宗旨：始终为患者提供供应

我们关注完整的客户业务过程，以最大限度地创造价值

- 基于客户需求进行技术参数以及文档准备
- 进行投标以及和供应讨论订单并且进行采购
- 安装施工阶段，进行安装、施工、验证
- 医用系统使用运行期间，对系统运行进行监测
- 提供维修维保服务
- 通过培训、监测和合规审查进行定期验证
- 医用系统使用出现问题时，进行升级/更新，或者对产品进行报废



我们的服务

我们必康美德提供精心设计的服务计划，符合原厂服务的要求以及遵循行业高标准，确保设备的高效运行，并致力于为患者提供卓越的护理方案。必康美德提供从零部件维修到全保和延保等一系列服务方案，并且可以和任何维修策略相结合，更好地满足客户需求。



服务安心

主动承担设备维护工作，提前计划，及时干预



技术专业

训练有素的专业技术人员使用专业的维修工具提供技术服务，确保现场安全



供应可靠持续

原厂零件和设计合理的维护周期提高了设备的可靠性和利用效率



成本低且可控

服务计划成本可控可预见，比应急抢修服务成本更低



物流高效

及时提供维修所需的零部件，从而减少了不必要的零部件库存、运输成本和丢失零部件的风险

服务计划

根据您的运营状况和设备情况量身定做多种级别的服务合约计划

	应急叫修保养	预防性保养	延保计划	全责保养计划
拜访/保养计划	电话叫修	提前计划	提前计划	提前计划
原厂配件维修	✓	✓	✓	✓
经过工厂培训的服务人员	✓	✓	✓	✓
维保计划符合产品技术要求	✓	✓	✓	✓
充足的零备件库存		✓	✓	✓
客户资产和维修保养历史都有全程电子档案记录		✓	✓	✓
计划性检修（涡旋压缩机、真空泵、电机、螺杆压缩机、变频器）	×	×	×	✓
维修保养	×	第一年享受原厂保修	从开机调试起涵盖2-5年	合同期内

必康美德

量身定做服务合约计划
确保设备运营状态

为患者提供
卓越的护理水平